

CARA PEMAKAIAN APD COVERALL

Lepaskan semua barang pribadi

1. Pertama kenakan pakaian dan sepatu khusus kerja

2.

Cuci tangan

3.

Kenakan sarung tangan dalam dari bahan nitril/lateks sekali pakai

4.

Kenakan Coverall

5.

Kenakan masker pelindung medis (N95)

6.

Kenakan pelindung wajah atau kaca mata pelindung

7.

Kenakan penutup kepala bedah sekali pakai

8.

- Bila melakukan prosedur/ tindakan yang menimbulkan aerosol pada Pasien Covid-19
- Kenakan apron kedap air sekali pakai (jika tidak tersedia kenakan heavy duty, yang dapat digunakan kembali)

9.

Kenakan sarung tangan luar dari bahan lateks sekali pakai

CARA MELEPASKAN

lepas APD di bawah panduan dan pengawasan Petugas terlatih

1.

Lepaskan Apron dengan merobek bagian leher, Tubuh condong kedepan dan hati-hati untuk menghindari kontaminasi tangan. gulung ke bawah tanpa menyentuh area depan.

2.

Lepaskan penutup kepala

3.

Lepaskan pakaian pelindung (gulung bagian dalam menjadi bagian luar) dan lepaskan sarung tangan luar

4.

Lepaskan kaca mata pelindung

5.

Lepaskan masker

6.

Lepaskan Sepatu boot

7.

Lepaskan sarung tangan dari bahan nitril/lateks bagian dalam

ket :

- Saat bekerja di ruang perawatan, sarung tangan luar harus diganti antar pasien dan sebelum keluar (ganti setelah merawat terakhir)
- Teknik ini memerlukan ukuran sarung tangan yang sesuai. saat sarung tangan luar terlalu ketat atau sarung tangan luar terlalu longgar dan /atau terlalu berkeriat, sarung tangan luar mungkin perlu dilepas secara terpisah, setelah melepas apron.
- Dekontaminasi sepatu bot yang tepat meliputi mencelupkan sepatu ke larutan klorin 0,5% (dan bersihkan kotoran dengan sikat toilet jika terlalu banyak lumpur dan atau material organik) dan bersihkan semua sisi dengan larutan klorin 0,5%. setidaknya sekali sehari sepatu boot harus didesinfeksi dengan merendam dalam larutan klorin 0,5% selama 30 menit, kemudian dibilas dan dikeringkan